ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД С ПОМОЩЬЮ РЕФРАКТОМЕТРА

Теоретическое введение

Основные понятия и законы геометрической оптики

Во многих областях, имеющих важное практическое значение, например в вопросах о формировании светового пучка (светотехника) и об образовании изображения (оптотехника), решение задачи о распространении света как в однородной среде, так и через любую оптическую систему, т.е. через совокупность различных сред, может быть получено с помощью представлений геометрической оптики. Геометрическая оптика (ГО) оперирует понятием отдельных световых лучей.

1. Основные понятия ГО

Световым лучом называют направление распространения световой волны или направление, в котором световой волной переносится энергия.


Световым пучком называют область пространства, ограниченную световыми лучами и заполненную световым излучением.

Различают гомоцентрические и параллельные пучки. Каждую светящуюся точку источника рассматривают как вершину расходящегося — *гомоцентрического* — пучка лучей, т.е. имеющего общий центр. Если источник удален в бесконечность, то говорят о *параллельном* световом пучке.

2. Основные законы ГО


Основные законы ГО установлены экспериментально.

- Закон прямолинейного распространения света: в однородной среде свет распространяется по прямым линиям.
- Закон независимости световых пучков: действие световых пучков независимо, т.е. эффект, производимый отдельным пучком, не зависит от того, действуют ли одновременно другие пучки или они устранены.
- Закон отражения: луч падающий, луч отраженный и нормаль, восстановленная в точке падения луча к границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости; угол падения равен углу отражения (i = -i').









• Закон преломления: луч падающий, луч преломленный и нормаль, восстановленная в точке падения луча к границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости; отношение синуса угла падения i_1 к синусу угла преломления i_2 есть величина постоянная для данных двух сред (и называется относительным показателем преломления второй среды по отношению к первой)

$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \text{const} = n_{21}. \tag{1}$$

3. Показатель преломления

Заметим, что световой пучок, падающий на границу раздела под некоторым углом i_1 , раздваивается — часть энергии отражается, часть энергии переходит во вторую среду. Но при этом (согласно закону сохранения энергии) сумма энергий отраженного и преломленного пучков равна энергии пучка, падающего на границу:

$$W_{\text{orp}} + W_{\text{прел}} = W_{\text{пад}} \tag{2}$$

В волновой теории относительный показатель преломления определен

следующим образом
$$n_{21} = \frac{\mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_2}$$
, (3)

где v_1 и v_2 – скорости распространения света в соответствующих средах.

Относительный показатель преломления данной среды, измеренный по отношению к вакууму, называют *абсолютным показателем данной среды*.

Получим связь между относительным \mathbf{n}_{21} и абсолютными показателями \mathbf{n}_1 и \mathbf{n}_2 преломления двух сред. Для этого сравним скорости каждой из двух рассматриваемых нами сред со скоростью света в вакууме \mathbf{c} .

$$\frac{\text{cpeda 1}}{\text{cpeda 2}} \frac{\text{ckopocmb}}{\text{csema } V_1} = \frac{\text{sakyym}}{\text{csema } C} \frac{\text{ckopocmb}}{\text{csema } V_2} = \frac{\text{sakyym}}{\text{csema } C} \frac{\text{sakyym}}{\text{csema } C} \frac{\text{sakyym}}{\text{csema } C} \frac{\text{sakyym}}{\text{csema } C} \frac{\text{ckopocmb}}{\text{cpeda 2}} = \frac{\text{ckopocmb}}{\text{csema } V_2} = \frac{\text$$

Выразив v_1 из (4) и v_2 из (5) и подставив их в (3), получим требуемое соотношение

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1}, (6)$$

т.е. относительный показатель преломления второй среды по отношению к первой равен отношению абсолютных показателей этих сред.

Из выражений (3), (4) и (5) ясен физический смысл показателей преломления:

- *относительный показатель преломления* второй среды по отношению к первой показывает во сколько раз скорость света в первой среде больше (меньше) чем во второй;
- абсолютный показатель преломления среды показывает во сколько раз скорость света в вакууме больше, чем в данной среде. Заметим, что абсолютный показатель преломления данной среды всегда больше единицы n > 1.

Теперь закон преломления (закон Снеллиуса) можно записать в виде

$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1}$$
 (7") или $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

3. Поведение луча при переходе через границу раздела двух сред.

Полное внутреннее отражение

Среду, имеющую больший показатель преломления, будем называть *оптически более плотной*, а имеющую меньший – *оптически менее плотной*.

Рассмотрим переход светового луча из среды оптически менее плотной в более плотную $n_2 > n_1$ (рис. 1) и, наоборот — из более плотной в менее плотную $n_2 < n_1$ (рис. 2).




Из закона преломления (рис. 1) следует $i_2 < i_1$, т.е. преломленный луч при входе во вторую среду <u>отклоняется к нормали</u> к границе раздела сред.

Докажем это утверждение. Действительно, при $n_2 > n_1$ отношение $\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1} > 1$, а следовательно $\sin i_1 > \sin i_2$. Известно, что функция $y = \sin x$ для углов в первой четверти является возрастающей, тогда очевидно, что $i_2 < i_1$.

Аналогично, из закона преломления (рис. 2) следует $i_2 > i_1$, т.е. преломленный луч при входе во вторую среду <u>отклоняется от нормали</u> к границе раздела сред. Докажите это утверждение самостоятельно.

Заметим, что при переходе светового луча из оптически более плотной среды в менее плотную при увеличении угла падения i_1 (рис. 3) увеличивается и угол преломления i_2 (причем $i_2 \to \frac{\pi}{2}$), при этом и энергия отраженного пучка возрастает, а преломленного убывает. При некотором значении угла падения $i_1 = i_{1nped}$ угол преломления $i_2 = \frac{\pi}{2}$, при этом преломленный луч 2' скользит по границе раздела, не заходя во вторую среду (энергия преломленного пучка падает до нуля; из равенства (2) ясно, что энергия падающего и отраженного пучка равны). Это явление в оптике называют *полным внутренним отражением*, а угол i_{1nped} — *предельным углом полного внутреннего отражения*.



При дальнейшем увеличении угла падения $i_1 > i_{Inped}$ (рис. 4) световой луч 2 полностью отражается от границы раздела (луч 2').


Очевидно, что из закона преломления (1) следует, что $sin i_{1nped} = n_{21}$. (8) Ясно, что для каждого вещества существует собственный предельный угол полного отражения.

Явление полного внутреннего отражения находит применение во многих оптических медицинских устройствах.

Наиболее интересным практически И важным применением является создание волоконных световодов - тонких (от нескольких микрометров ДО миллиметров) произвольно изогнутых нитей ИЗ оптически прозрачного материала (стекло, кварц и др.).

Свет, попадающий на торец световода, может распространяться по нему на большие расстояния за счет полного внутреннего отражения от боковых поверхностей.

Разработкой и применением оптических световодов занимается волоконная оптика.



Волоконная оптика — раздел оптики, в котором рассматривается передача света и изображения по световодам и пучкам гибких волокон. Оптические волокна широко используются в медицинских инструментах. Так, например, введенные в тело пациента, они передают изображение органа или пораженного участка на внешнюю телекамеру, что исключает необходимость исследования с помощью хирургических методов.

Цель работы: Измерение показателя преломления растворов различной концентрации. Построение графика зависимости показателя n от концентрации раствора C. Нахождение неизвестной концентрации раствора по графику n(C).


Принадлежности: Рефрактометр, растворы различной концентрации.

Оптические приборы, предназначенные для измерения показателя преломления, называются *рефрактометрами*. Для ознакомительного чтения

Принцип действия рефрактометра.

В настоящей работе применяется рефрактометр, принцип действия которого основан на явлениях, происходящих при прохождении света через границу раздела двух сред с разными показателями преломления (рефрактометр Аббе). В рефрактометрах этого типа исследуемая среда (обычно жидкость) помещается в зазоре (около *0,1 мм*) между гранями двух стеклянных прямоугольных призм (см. рис.5 и 6). При измерениях используется два метода: метод скользящего луча и метод полного отражения.

1. Метод скользящего луча.



Свет от лампы направляется на грань AB осветительной призмы Π_1 , проходит через матовую грань AC и, рассеиваясь ею, проходит плоскопараллельный слой исследуемой жидкости (с показателем преломления n) и падает на диагональную грань ED измерительной призмы Π_2 под различными углами в пределах от θ ° до θ 0°.

Луч, угол падения которого 90° , называют скользящим лучом.

Для скользящего луча $i_I' = 90^{\theta}$ (он изображён на рис.5) закон преломления на грани **ED** имеет вид

$$n = n_1 \sin i_2', \tag{9}$$

где угол $m{i}_2'$ равен предельному углу для границы «стекло – исследуемая жидкость»,

 n_1 – показатель преломления призмы Π_2 (причём $n_1 > n$).

Для грани **EF** закон преломления имеет вид
$$n_1 \sin i_1'' = n_0 \sin i_M$$
, (10)

где $n_0=1$; а $\dot{1}_{M}-$ угол выхода лучей из призмы Π_2 , причём для скользящих лучей он имеет наименьшее значение (убедитесь в этом самостоятельно).

Лучи, проходящие через грань **EF**, будут выходить из призмы Π_2 под углами от 90° до i_M , и если на пути этих лучей поставить собирающую линзу Π , то в её фокальной плоскости $\Phi\Pi$ получается изображение, на котором будет видна резкая граница между светом и тенью.

Получим связь между искомым показателем преломления жидкости $\emph{\textbf{n}}$ и предельным углом выхода $\emph{\textbf{i}}_{\emph{\textbf{M}}}$. Из геометрических соображений можно показать, что в призме Π_2 преломляющий угол $\theta=\emph{i}_2'+\emph{i}_1''$. Тогда выражение (9) запишется в виде $n=n_1\sin(\theta-\emph{i}_1'')$.

Используя формулу синуса разности двух углов и учтя (10), получим соотношение


$$n = \sin \theta \cdot \sqrt{n_1^2 - \sin^2 i_M} - \cos \theta \cdot \sin i_M \tag{11}$$

Т.о., из формулы (11) видно, что положение границы света и тени зависит от величины показателя преломления n (при данных призмах).

Граница света и тени рассматривается через вторую линзу, которая совместно с линзой Π образует зрительную трубу, установленную на бесконечность. С помощью такой трубы определяется угол i_M и по известным значениям θ и n_I рассчитывается показатель преломления n (т.е. градуируется шкала прибора).

Шкала показателя преломления, видимая в поле зрения одновременно с границей раздела света и тени, проградуирована в рефрактометре для натриевого света (λ =5893 Å) при t=20 °C.

2.Метод полного отражения.



Свет от лампы вводится в рефрактометр через матовую грань ${
m FD}$ измерительной призмы ${
m II}_2$ и поэтому падает на диагональную грань ${
m ED}$ этой призмы под всевозможными углами. При углах падения ${\it i'}_1 > {\it i}_1$ будет полное отражение. Лучи, проходящие через грань ${
m EF}$ и имеющие углы выхода больше ${\it i}_M$, будут в фокальной плоскости ${
m \Phi II}$ линзы давать изображение с меньшей освещённостью; а лучи с углами выхода меньше ${\it i}_M$ будут давать большую освещённость ${
m \Phi II}$.

В поле зрения зрительной трубы в этом случае наблюдается резкая граница раздела между полутенью и светом. Положение границы раздела между полутенью и светом определяется углом i_M , удовлетворяющим (как и в случае скользящего луча) условию (11).


Отметим, что методом полного отражения можно измерять показатель преломления и непрозрачных тел.

В заключение подчеркнем еще раз: если лучи света непосредственно или от зеркала, установленного на корпусе прибора, попадают на входное окно <u>осветительной</u> призмы, то измерение показателя преломления n реализуется по «методу скользящего луча». Если же лучи попадают на входное окно <u>измерительной</u> призмы, то реализуется «метод полного отражения».

В настоящей работе используется два вида рефрактометра ИРФ-454 и ИРФ-22

КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРОВ

Основные узлы рефрактометра смонтированы в металлическом корпусе. На корпус выведены маховики 1 и 3, рефрактометрический блок, состоящий из двух частей: верхней и нижней. Нижняя неподвижная часть является измерительной; верхняя (может откидываться для нанесения исследуемой жидкости) — осветительная призма.



Оптическая система рефрактометра состоит из визирной и отсчетной систем и устроена так, что шкала показателя преломления видна в поле зрения одновременно с границей раздела света и тени.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- 1. Подготовьте прибор для измерений. Для этого:
 - а) найдите положение осветителя, чтобы хорошо были освещены поля зрения в отсчетной (шкала n) и визирной (область света и тени) системах. Освещенность шкалы регулируется зеркальцем.
 - б) вращением окулярных винтов добейтесь четкой видимости перекрестья в визирной системе и делений шкалы *п* в отсчетной системе.
- **2.** Определите цену деления шкалы и запишите ее $c = (\frac{1}{\delta e n})$.
- 3. Проведите измерения показателей преломления *п* для дистиллированной воды и предложенных растворов по методу скользящего луча (свет при этом падает во входное окно *осветительной откидывающейся призмы*). Измерения проведите не менее *3*-х раз для каждого из растворов. Результаты измерений заносите в таблицу (см. ниже).

Внимание. Перед каждым повторным измерением осторожно снимайте салфеткой нанесенную на измерительную призму жидкость и только потом наносите ее вновь.

Измерения проводится по следующей схеме:

а) откиньте осветительную призму и на чистую полированную поверхность осветительной призмы стеклянной палочкой или пипеткой осторожно, не касаясь

призмы, нанесите 2-3 капли исследуемой жидкости. Прижмите осветительную призму к измерительной.

- б) вращая маховик 3, добейтесь исчезновения окраски границы светотени.
- в) наблюдая в окуляр, маховиком 1 наведите границу светотени точно на перекрестие и по шкале показателей преломления снимите отсчет. Индексом для отсчета служит неподвижный вертикальный штрих. (Целые, десятые, сотые и тысячные доли значения показателя преломления отсчитываются по шкале, десятитысячные на глаз.)
- 4. Определите средние значения n для каждой из концентраций.

No	Дистиллиро	Концентрация исследуемой жидкости				
опыта	ванная вода	7,5%	15%	30%	60%	X%
1						
2						
3						
Среднее знач. п						

- 5. Постройте график зависимости показателя преломления жидкости от концентрации n = f(C).
- 6. Постройте этот же график n = f(C), воспользовавшись приложением MS EXCEL, предполагая при этом зависимость показателя преломления от концентрации линейной.
- 7. По графику n(C) определите неизвестную концентрацию раствора.

Контрольные вопросы:

- 1. Дать определение абсолютного показателя преломления. Сформулировать законы отражения и преломления света.
- 2. Явление полного внутреннего отражения.
- 3. Предельный угол преломления, их связь с показателем преломления сред.
- 4. Рефрактометр, его устройство и назначение.
- 5. Волоконная оптика и ее применение в медицинской аппаратуре.

ЛИТЕРАТУРА: Ливенцев, Курс физики,

Эссаулова, Блохина, Руководство к лаб. работам по мед. и биол. физике